

Utprovningens protokoll för NeatSeat85 - Läs sida 2 för vägledning

Datum: _____ Utfärdat av: _____ Ärendenummer: _____

Brukarens/kundens namn: _____

Adress/Lgh nummer: _____

Postnummer och Ort: _____

Telefonnummer: _____ Mailadress: _____

Ev. kontaktperson: _____ Telefonnummer: _____

(Frivilligt) Arbetsterapeut: _____

Arbetsplats: _____

Telefonnummer: _____ Mailadress: _____

(Frivilligt) Handläggare: _____

Kommun/Organisation: _____

Telefonnummer: _____ Mailadress: _____

| | | |
|--|---|---|
| Produkt/Storlek: | <input type="checkbox"/> Neatseat 85 Medium | <input type="checkbox"/> NeatSeat 85 Large* |
| Förhöjning +7 cm | <input type="checkbox"/> Ja* | <input type="checkbox"/> Nej |
| Armstöd, fällbart och avtagbart höger och vänster: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Förenklad Fjärrkontroll | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Brukaren i behov av hygienstol | <input type="checkbox"/> Ja** | <input type="checkbox"/> Nej |

Artikelnummer**Produktnamn**

| | |
|-----|--|
| 1 | NeatSeat85 Medium |
| 2 | NeatSeat85 Large* |
| 6 | Förenklad Fjärrkontroll NeatSeat 85 |
| 210 | Förhöjning +7 cm - NeatSeat Large* |
| 211 | Förhöjning +7 cm - NeatSeat Medium |
| 124 | Armstöd, universal, fällbart och avtagbart höger vänster |

*NeatSeat 85 Large kräver att man monterar den tillsammans med en Förhöjning 7 cm - NeatSeat Large

** Det går i många fall att använda NeatSeat 85 tillsammans med en hygienstol beroende på vilken modell som ska användas. Rådgör med Neatnordic AB avseendes användning av hygienstol innan beställning görs!

VILKA TOALETSTOLAR PASSAR NEATSEAT TILL?

Samtliga modeller har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. NeatSeat 85 Large förutsätter dock att den monteras tillsammans med en 7 cm hög förhöjning.

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Produkten kommer i två olika modeller: NeatSeat 85 Medium och NeatSeat 85 Large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är.

Riktlinjer för val av modell:

Medium: Brukare upp till 175 cm och 80 kg (Sitshålet är 24 cm långt)

Large: Brukare över 175 cm och 80 kg (Sitshålet är 29 cm långt)

Observera att NeatSeat 85 Medium har ett mindre sitthål än standardtoalettsitsar. Produkten är avsiktligt konstruerad så för att brukaren ska vara placerad på ett sådant sätt att tvättfunktionen fungerar optimalt. Detta innebär att brukaren måste sitta längst bak på toalettsitsen, vilket initialt kan upplevas som ovanligt.

SITTHÖJD OCH FÖRHÖJNINGAR

NeatSeat 85 ökar sitthöjningen från porslinet med 3 cm. Önskas en ökad sitthöjd finns specialanpassade förhöjningar till båda modellerna som adderar ytterligare 7 cm i sitthöjd. NeatSeat 85 Large ska dock alltid monteras tillsammans med en förhöjning för att den ska passa standardstorleken för svenska toalettporslin. Observera att inga andra förhöjningsmodeller är kompatibla med NeatSeat 85! Befintliga förhöjningar måste således ersättas.

ARMSTÖD

Många brukare är i behov av armstöd. Utöver de armstöd som går att beställa via Neatnordic AB finns en rad olika varumärken och modeller som är kompatibla med NeatSeat 85. Verksamheten bör inventera vilka armstöd som redan finns och avgöra om nya måste beställas. Hi-Loo armstöd är ej kompatibla med NeatSeat 85 då de är monterade i en toalettsits.

Armstöd som är kompatibla och fungerar med NeatSeat 85 är:

- Armstöd som är monterade på väggen
- Ifö Support (EAN-nr 7391515112207)
- Gustavsberg Nautic (EAN-nr 5708590299570)
- Gustavsberg Nordic 3051 (EAN-nr 5708590211718)

FÖRENKLAD FJÄRRKONTROLL

För att underlätta för brukare som har svårt att trycka på många knappar finns det en förenklad fjärrkontroll med enbart två knappar som utför två förutbestämda tvätt- och torkprogram: en knapp som startar bakre tvätt och därefter torkfläkten samt en knapp som startar främre tvätt och därefter torkfläkten. Detta betyder att det för män normalt bara krävs en knapptryckning och för kvinnor två knapptryckningar för att bli rena och torra.

ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED HYGIENSTOL

Det går i många fall att använda NeatSeat 85 tillsammans med en hygienstol beroende på vilken modell som ska användas. Rådgör med Neatnordic AB avseendes användning av hygienstol innan beställning görs!

www.neatnordic.se

För Rådgivning: info@neatnordic.se eller ring 08-520 275 51